

骨盤底筋トレーニング

700円

服を着たまま、座って15分。着替えはいりません。

15分・税込

STEP 1 / PAYMENT

スマホでQRを読み取って、その場でお支払いください。

お支払いから10秒ほどで電源が入ります。現金はお取り扱いしていません。

クレジットカード

Apple Pay

Google Pay

QRコード

ここに
本番用QRを
貼ってください

2

本体の丸いボタンを押す

オレンジ色から青色に変わり、画面がつきます。

3

画面の「Pattern 2」を押す

当店でお使いいただくのは、これひとつだけです。

4

「Strength」の＋で強さを上げる

0から始まります。15あたりから体感が出ます。心地よいと感じるところまで、ご自身で上げてください（最大60）。

ここを上げないと、何も起こりません

5

▶を押して、座っているだけ

時間の設定は、そのまま大丈夫です。スマホを見ていても、本を読んでもかまいません。

終わったら、そのまま席を立ってください

電源は自動で切れます。片づけはいりません。

もう少し続けたいとき

もう一度QRを読み取れば、そのまま延長できます。1日2回（30分）までを目安に。

ご利用の前に、 かならずお読みください

この設備は、電磁のパルスで骨盤底筋を収縮させます。体の内部に作用するため、**次にひとつでも当てはまる方は、ご利用いただけません。**

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| × 心臓ペースメーカーなど、体内に電子機器を入れている方 | × 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方 |
| × 心臓に疾患のある方 | × 悪性腫瘍の治療中・経過観察中の方 |
| × てんかんの既往がある方 | × 血栓症、重い血行障害のある方 |
| × 体内に金属（ボルト・避妊具など）がある方 | × 手術後で、経過観察中の方 |
| × 発熱・体調不良のある方 | × お腹や腰の皮膚に炎症・傷のある方 |
| × 骨盤臓器脱の症状がある方 | × 尿もれの症状で通院中の方 |

通院中の方、お薬を飲んでいる方、生理中の方は、**主治医にご確認のうえ**ご利用ください。この設備はトレーニング機器で、医療機器ではありません。**症状の改善が目的の方は、婦人科・泌尿器科にご相談ください。** 体感には個人差があり、本掲示は疾患の治療・予防の効果を保証するものではありません。

USAGE

- ご利用は**お一人ずつ**。お連れの方はお待ちください。
- ベルト、鍵、スマートフォンなど**金属類はポケットから出して**おいてください。
- 痛みや強い不快感があるときは、**すぐに「Strength」を下げるか停止**してください。
- 強さは無理に上げず、心地よいと感じる範囲でお使いください。
- 飲みものは機械にかからない場所に置き、座面が濡れたときは備えつけのタオルで拭き取ってください。

お支払いしたのに、動かないときは

まず「Strength」が0のままになっていないかご確認ください。
それでも動かない場合はご連絡ください。ご利用いただけなかった分は返金いたします。

[連絡先]
公式LINE / WhatsApp
決定後にご記入ください